

全項目(26項目)のご案内

全項目(26項目)に必要な容器は下記の8本です。
各容器の採取方法は下記の通りです。

<p>1ℓ白色ポリ容器(本数)</p> 	<p>2本</p>	<p>採水時の注意点</p> <p>2回程度すすぎ洗いを行い満水まで入れてください。</p>
<p>300ml.透明ガラス容器</p> 	<p>1本</p>	<p>採水時の注意点</p> <p>2回程度すすぎ洗いを行い満水まで入れてください。</p>
<p>500ml.茶色ポリ容器</p> 	<p>1本</p>	<p>採水時の注意点</p> <p>2回程度すすぎ洗いを行い満水まで入れてください。</p>
<p>1ℓ透明ガラス容器</p> 	<p>2本</p>	<p>採水時の注意点</p> <p>2回程度すすぎ洗いを行い満水まで入れてください。</p>
<p>100ml.白色ポリ容器</p> 	<p>1本</p>	<p>採水時の注意点</p> <p>2回程度すすぎ洗いを行い満水まで入れてください。</p>
<p>200ml.滅菌ポリ容器</p> 	<p>1本</p>	<p>採水時の注意点</p> <p>※試薬が入っているので、すすぎ洗いは必要ありません。 容器の内側に触れないように気をつけていただき、目盛りまで採水して下さい。</p>