

簡易項目(10項目)のご案内

簡易項目(10項目)に必要な容器は下記の3本です。
各容器の採取方法は下記の通りです。

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1ℓ白色ポリ容器 | 採水時の注意点 |
|  | 2回程度すすぎ洗いを行い満水まで入れてください。 |
| 300ml.透明ガラス容器 | 採水時の注意点 |
|  | 2回程度すすぎ洗いを行い満水まで入れてください。 |
| 200ml.滅菌ポリ容器 | 採水時の注意点 |
|  | ※試薬が入っているので、すすぎ洗いは必要ありません。 容器の内側に触れないように気をつけていただき、目盛りまで採水して下さい。 |